

NEURO PHYSICAL TRAINING™

РАСШИРЯЙТЕ ГРАНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С
НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ HUBER 360®

МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

СПОРТ И СПОРТИВНАЯ
МЕДИЦИНА

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
И КОРРЕКЦИЯ ТЕЛА



www.huber360.ru



С момента основания компания LPG® остаётся верна своему кредо:

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ ЖИТЬ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНЬЮ!

Компания LPG® положила в основу своей деятельности научные исследования для разработки инновационных продуктов и технологий для специалистов в области медицины и спортивной подготовки по всему миру.



Оборудование
LPG используется
в **110** странах

75 000
тренажеров в центрах
реабилитации по
всему миру



Эффективность занятий
на нашем оборудовании
доказана более чем в **15**
научных исследованиях

300.000
пациентов ежедневно
проходят реабилитацию
на оборудовании LPG



Уже более 33-х лет, компания LPG создаёт поистине инновационные решения.
Мы с гордостью представляем нашу передовую технологию:

ТЕХНОЛОГИЯ HUBER 360®

Уникальная технология нейрофизической тренировки от HUBER 360 направлена на активное взаимодействие мозга и тела в процессе тренировки. Методика используется для восстановления нейромышечных связей, опорно-двигательного аппарата, укрепления различных групп мышц, тренировки баланса и координации, кардиореабилитации и многих других реабилитационных задач.

Фундаментальный подход к биомеханике человека и возможность максимальной индивидуализации тренировочного процесса позволяет расширить области использования тренажёра для любого уровня физической подготовки: пациентов различного профиля, спортсменов, а также людей, желающих улучшить физическое состояние своего тела.



ПЕРЕВЕРНИТЕ СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О
ТРЕНИРОВКАХ С **HUBER 360®**



**МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ**

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ

**СПОРТ И СПОРТИВНАЯ
МЕДИЦИНА**

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО РАЗНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ

**ОЗДОРОВЛЕНИЕ
И КОРРЕКЦИЯ ТЕЛА**

КОРОТКИЕ
ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЕ
ТРЕНИРОВКИ, РАСТЯЖКА

ЗАНЯТИЯ НА HUBER 360® ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ **КОМПЛЕКСНЫЕ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕНИРОВКИ,** КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ И ПОЭТАПНО АКТИВИЗИРУЮТ **4 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРИНЦИПА ДВИЖЕНИЯ:**

• **Растяжение мышц и разработка суставов.**

Позволяет восстановить двигательную активность выбранного сустава, а также развить гибкость выбранных мышц.

• **Оптимизация тонуса мышц.**

Упражнения направлены на улучшение тонуса выбранных мышечных цепей, происходит укрепление слабых мышц, в том числе глубоких мышц, трудно поддающихся тренировке в обычных условиях.

• **Улучшение проприоцептивных навыков (в т.ч. баланса, равновесия, координации).**

Исправление работы позвоночника, коррекция осанки, улучшение постурального контроля, чувства баланса и координации, тренировка проприоцептивных навыков.

• **Улучшение выносливости.**

Кардиотренировка, нацеленная на повышение выносливости и толерантности к физическим нагрузкам.

HUBER 360®

ВОЗВРАЩЕНИЕ К
АКТИВНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

HUBER 360® - предлагает инновационный подход к реабилитации: Neuro Physical Training™* — тренировка, во время которой происходит одновременная стимуляция физических и когнитивных навыков. Благодаря такому сочетанному воздействию, существенно сокращается срок реабилитации, позволяя вашим пациентам вернуться к активной жизни в более короткие сроки!


Технологические возможности HUBER 360® позволяют лечить более 90% распространенных патологий, требующих физической реабилитации.

*нейрофизическая тренировка ТМ

- **Ранняя мобилизация поврежденных участков** благодаря контролируемым и безопасным тренировкам с постепенным увеличением нагрузки.
- **Быстрая и эффективная реабилитация*** благодаря выполнению адаптированных к состоянию пациента упражнений в различных позициях, вовлекаются в работу суставы целиком (мышцы, сухожилия, связки, сосуды и нервы), глубокие мышцы, а также мышечные цепи (сгибательные, разгибательные, скручивающие).
- **Вовлечение пациента в тренировочный процесс** при помощи интерактивных игровых программ с демонстрацией достижений (биологической обратной связью - БОС).
- **Точная функциональная и стабилметрическая оценка** состояния пациента позволяет отслеживать динамику и эффективность терапии, благодаря встроенному комплексу тестов.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НА ОСНОВЕ 7 СРАВНИТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ

(15 минут): тест на стабильность, тест на равновесие (стойка на одной ноге), тест на ходьбу, тест на пределы стабильности, тест на ограничения мобильности, тест на силу, тест на координацию.



БОЛЕЕ 170 ВИДОВ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ УПРАЖНЕНИЙ

ГОТОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ С ПАЦИЕНТАМИ

ПАТОЛОГИИ

(инсульт, люмбаго, грыжа, растяжения связок, сколиоз, болезнь паркинсона и др.)

БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ

(плечевой сустав, позвоночник, тазобедренный сустав, коленный сустав, голеностопный сустав и др.)

ПРЕД- И ПОСТОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

(операции на позвоночнике, тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, операции на передней крестообразной связке, тотальное эндопротезирование коленного сустава и др.)



ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

«Такой способ реабилитации более **увлекательный** и **повышает мотивацию** пациентов в отличие от традиционного, который может быстро наскучить. Тренажёр HUBER® - это настоящий помощник, который **облегчает работу с пациентами** и **экономит рабочее время**. Вся необходимая информация передается на планшет. Я могу наблюдать за тренировкой пациента даже из другой комнаты».

ИНГРИД ЛАННО, ФИЗИОТЕРАПЕВТ
ТУЛОН (ФРАНЦИЯ)

«Всё отделение реабилитации умещается на 3 квадратных метрах. Наличие любого другого оборудования (велосипед, степпер, батут и другое) совершенно не требуется, поскольку все эти функции уже интегрированы в тренажёр. Я также **могу изменять настройки этих функций в зависимости от индивидуальных особенностей пациента**. Я могу очень точно настроить упражнения на удержание равновесия. **Это так близко к реальной ситуации**, например, когда пожилые пациенты теряют координацию».

ВИНСЕНТ ВАФИАДЕС, ФИЗИОТЕРАПЕВТ
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ)

HUBER 360®

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ,
УСКОРЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

СПОРТ

Уникальные программы тренировок, направленные на развитие физических способностей, позволяют использовать тренажёр HUBER 360® для подготовки спортсменов всех уровней. Встроенные специализированные тренировки по различным спортивным дисциплинам способствуют всесторонней физической подготовке, улучшая состояние мышц и проприоцепцию спортсмена, тренируя конкретные мышечные группы для каждого вида спорта. HUBER 360®, также предлагает ускоренное восстановление спортсмена и профилактику травм.

■ **Комплексные программы тренировок**

для достижения наилучших результатов, направленные на проработку осевой мускулатуры, работу с глубокими мышцами, силовое укрепление мышц, развитие гибкости, координации, баланса, улучшение осанки и повышение выносливости.

■ **Стимуляция когнитивных функций**

для повышения концентрации внимания, скорости реакции и сопротивляемости нервно-психическому переутомлению и усталости (обратная связь по экрану).

■ **Динамические и направленные упражнения**

имитируют реальные условия воздействия на опорно-двигательный аппарат во время спортивных нагрузок и позволяют эффективно проводить отработку двигательных навыков, необходимых для выбранной спортивной дисциплины.

■ **Анализ результатов** для оценки эффективности работы во время всех тренировок.



БОЛЕЕ 190 ВИДОВ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ УПРАЖНЕНИЙ



■ **ВЫБОР ИЗ 12 СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН**

■ **ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЫШЕЧНЫХ ГРУПП**

ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

«Занятия на тренажере HUBER® значительно экономят время и силы, снижают нагрузку на сердце.»

ЖАН БЕРНАР ФАБР,
ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ ESP CONSULTING
(ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)



HUBER 360®

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ВАШЕГО ТЕЛА **ЗА 10 МИНУТ**

КОРРЕКЦИЯ ТЕЛА



HUBER 360® – это уникальный опыт достижения превосходной физической формы с HIIT – высокоинтенсивными интервальными тренировками от LPG. Чередование фаз нагрузки и отдыха способствует ускорению метаболизма для **интенсивного сжигания жира** и **роста мышечной массы**. Это идеальное решение для быстрого **преобразования вашего тела** и **улучшения физической формы!**

- Простой и понятный в управлении.
- **Комплексы упражнений** для разных мышечных групп (верхняя и нижняя части тела, осевая мускулатура, кардионагрузка) в зависимости от поставленных целей.
- Возможность **создания собственных программ тренировок** для всех уровней подготовки (новичок, любитель, профессионал).
- **Встроенная система анализа (5 мин.)** для быстрой оценки уровня физической подготовки: равновесие, сила, координация, состояние осевой мускулатуры, кардио-показатели.
- Безопасные занятия в игровой форме для **повышения мотивации. Максимальная концентрация** во время тренировки.



БОЛЕЕ 170 ВИДОВ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ УПРАЖНЕНИЙ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО*?

У каждого второго наблюдается отсутствие мотивации

Каждый второй сталкивается с нехваткой времени на занятия спортом

Каждому третьему не нравится тренироваться в одиночестве

HUBER 360® – ЭТО ИНСТРУМЕНТ
**ЗА КОТОРЫЙ ВАШИ КЛИЕНТЫ
СКАЖУТ ВАМ «СПАСИБО»!**



HUBER 360®

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ



- Простое и интуитивнопонятное управление.
- Высокоэффективный тренинг для быстрых и заметных результатов.
- Полностью настраиваемые программы тренировок с изменением нагрузки.
- Экономия времени и сил.
- Передовые технологии для повышения физических показателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ HUBER 360® ДЛЯ ПЛАНШЕТА:

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ



- Встроенная система анализа и диагностики
- Создание собственных программ тренировок
- Отслеживание динамики тренировок

- Удаленный контроль тренировок пациента
- Отправка отчетов о тренировках и оценке пациентам в PDF
- Удаленное управление тренажером

1 / Сетевое подключение (мгновенные обновления системы)

2 / Сенсорный дисплей с простым и удобным интерфейсом

3 / Встроенные датчики усилия (в поручнях и платформе)

4 / Многоосевая моторизированная платформа для отдельных методов лечения



Круг Позиция Спираль Качель



Солнце Спектр Роза Свободная



Арка Восмерка Проволока

5 / Динамическая коррекция позиции (визуализация центра давления на опору на экране)



РАЗМЕРЫ:

Длина - 180 см
Ширина - 105 см (без поручней)
Ширина - 133 см (с поручнями)
Высота - 210 см

ВЕС: 285 кг (с поручнями)

ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ:

1,90 м² (без поручней)
2,4м² (с поручнями)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:

230В / 50-60Гц

МАКСИМАЛЬНАЯ УГОЛ НАКЛОНА ПЛАТФОРМЫ: 10°

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ: 1 оборот / мин.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПЛАТФОРМУ: 140 кг



ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

АРТИКУЛЯРНЫЙ СТУЛ



ФИКСАТОР НОГ
ДЛЯ ТЕСТА РОМБЕРТА



НАГРУДНЫЙ ДАТЧИК
СЕРДЕЧНОГО РИТМА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ОТ LPG®




ОБУЧЕНИЕ

- Расширение профессиональных знаний по различным областям (специалист, ортопед, онкореконструкция и другое)
- Возможность участия в специализированных мастерклассах для HUBER 360
- Возможность обучения для административного персонала вашего центра для грамотной презентации возможностей системы вашим пользователям



МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Презентационные буклеты
- Рол-ап конструкции
- Брендированные плакаты
- Видео-материалы



Используйте преимущества узнаваемости бренда LPG (присутствие в социальных медиа, маркетинговая поддержка и материалы для комнат ожидания)



ПОДДЕРЖКА В СЕТИ

- Добавление вашей локации в список центров на нашем сайте, чтобы клиентам было проще вас найти www.huber360.ru
- Изготовление рекламного баннера для вашего сайта
- Помощь в настройке рекламных компаний для HUBER 360 по ключевым запросам в Яндекс. Директ и Google Ads для вашего региона
- Анонсы вашего профиля в инстаграм на официальном аккаунте @huber360.ru
- Создание совместных видео-отзывов для размещения на видеохостинге youtube.com

Приобщайтесь вместе с HUBER 360 к сообществу специалистов LPG во всем мире!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В РФ

- Гарантийное и постгарантийное сервисное
- Обслуживание в авторизованном сервисном центре

